

LAMES PLAQUES ET CLOUS PLAQUES ANGLED BLADE PLATES AND NAIL PLATES



LAME PLAQUE OSTEOTOMIE INTERTROCHANTERIENNE

INTERTROCHANTERIC FEMORAL ANGLED BLADE PLATE

Trous DCP	Trous ronds	Trous	Longueur	Deplacement
DCP holes	Round holes	Holes	Length	Displacement

90°

NLGCNZH04040	NLGCNZA04040	4	40	10
NLGCNZH04045	NLGCNZA04045	4	45	10
NLGCNZH04050	NLGCNZA04050	4	50	10
NLGCNZH04055	NLGCNZA04055	4	55	10
NLGCNZH04060	NLGCNZA04060	4	60	10
NLGFNZH04040	NLGFNZA04040	4	40	15
NLGFNZH04045	NLGFNZA04045	4	45	15
NLGFNZH04050	NLGFNZA04050	4	50	15
NLGFNZH04055	NLGFNZA04055	4	55	15
NLGFNZH04060	NLGFNZA04060	4	60	15
NLGGNZH04040	NLGGNZA04040	4	40	20
NLGGNZH04045	NLGGNZA04045	4	45	20
NLGGNZH04050	NLGGNZA04050	4	50	20
NLGGNZH04055	NLGGNZA04055	4	55	20
NLGGNZH04060	NLGGNZA04060	4	60	20

100°

NLGJNZH04040	NLGJNZA04040	4	40	10
NLGJNZH04045	NLGJNZA04045	4	45	10
NLGJNZH04050	NLGJNZA04050	4	50	10
NLGJNZH04055	NLGJNZA04055	4	55	10
NLGJNZH04060	NLGJNZA04060	4	60	10

Indications : Ostéotomie fémorale intertrochantérienne

Indications : Intertrochanteric femoral osteotomy

Espacement des trous : 16,0 mm

Hole spacing : 16.0 mm

Vis préconisées : Vis corticales ø 4,5 mm

Recommended screws : Cortical screws 4.5 mm dia.



Matériau : inox ISO 5832-1
Material : stainless steel ISO 5832-1



LAMES PLAQUES ET CLOUS PLAQUES

ANGLED BLADE PLATES AND NAIL PLATES

LAME PLAQUE OSTEOTOMIE INTERTROCHANTERIENNE

INTERTROCHANTERIC FEMORAL ANGLED BLADE PLATE



Trous DCP	Trous ronds	Trous	Longueur
DCP holes	Round holes	Holes	Length

110°

NLGSNZH04050	NLGSNZA04050	4	50
NLGSNZH04060	NLGSNZA04060	4	60
NLGSNZH04070	NLGSNZA04070	4	70
NLGSNZH04080	NLGSNZA04080	4	80

120°

NLGUNZH04050	NLGUNZA04050	4	50
NLGUNZH04060	NLGUNZA04060	4	60
NLGUNZH04070	NLGUNZA04070	4	70
NLGUNZH04080	NLGUNZA04080	4	80

130°

NLGWNZH04050	NLGWNZA04050	4	50
NLGWNZH04060	NLGWNZA04060	4	60
NLGWNZH04070	NLGWNZA04070	4	70
NLGWNZH04080	NLGWNZA04080	4	80

Indications : Ostéotomie d'horizontalisation lors de pseudarthroses et fractures du col du fémur

Indications : Repositionning osteotomy in the treatment of femoral neck pseudarthrosis and fractures

Espacement des trous : 16,0 mm

Hole spacing : 16.0 mm

Vis préconisées : Vis corticales ø 4,5 mm

Recommended screws : Cortical screws 4.5 mm dia.

Matériau : inox ISO 5832-1

Material : stainless steel ISO 5832-1

